



高いセキュリティで薬品を安全に保管・管理

# MCAB 封印機能付き 薬品保管ボックス

## ■不正防止！封印機能付き

封印具TLCS(別売品)を使用し、ボックスを封印することができます。開封するには封印具を折る必要があり、再封印ができなくなるため開けられたことが一目でわかります。ボックス及び封印具には「病院名・シリアルナンバー(オプション:バーコード・QRコード)」の印字が入られますので、改ざん防止・保管管理に役立ちます。



## ■スタッキング可能で、保管・輸送に便利

蓋と本体下部につけられた凹凸により、しっかりと積み重ねることができます。(同サイズを重ねた時のみ)

## ■中身の見えるクリアな本体

本体は無色透明のため、封印した状態で中身を確認できます。

## ■仕様

### ボックス本体

材 質:	ポリカーボネート(PC)
耐熱温度:	-20℃~110℃
寸 法:	MCAB-2 100×75×40mm 入数 50個/箱
	MCAB-8 150×75×90mm 入数 20個/箱
色 :	クリアー

### 封印具TLCS ※MCAB-2・MCAB-8共通

材 質:	ABS樹脂
色 :	白・赤・オレンジ・黄・青
ロ ッ ト:	1色につき4,000個から



MCAB-2 ▶

MCAB-8 ▶




## ■使用手順



封印具TLCSをカチッと音が鳴るまで挿入します。



封印具TLCSを手前に折り、開封します。



スライド式の蓋を開けると、封印具の下部分が自動的に外れ、ボックスは再度利用できます。  
※特許取得済



株式会社MTセキュリティジャパン

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F

<https://www.mtsj.co.jp>

TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491