



耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製

TPLA-H385シリーズ 樹脂製耐酸キャビネット & 薬品保管庫

■頑丈

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体成型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。

■組み立て不要

一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。

■丸洗いOK

プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。

■仕様

材質：耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)

耐熱温度：-30℃～60℃

錠前：シリンダー錠 (キー2本付き)

色：扉色/青 本体色/グレー

付属品：棚板×1枚


■鍵付き



▲シリンダー錠



薬品を安全に
保管・管理



T-H385L/2

■有効内寸 約 W375×D465×H440 ※上下とも同サイズ

■棚板 上下各1枚ずつ設置可能

■重量 約13.7KG

※上下2室を一体化させたタイプです。分割して左右に置くことはできません。



T-H385M/2

■有効内寸 約 W375×D465×H290

※各室とも同サイズ

■重量 約9.4KG

※上下2室を一体化させたタイプです。分割して左右に置くことはできません。



T-H385L/4

■有効内寸 約 W375×D465×H215

※各室とも同サイズ

■重量 約16.8KG

※4室を一体化させたタイプです。分割して左右に置くことはできません。



T-H385S

■有効内寸 約 W375×D465×H440

■棚板 1枚設置可能

■重量 約6.5KG



T-H385L

■有効内寸 約 W375×D465×H890

■棚板 3枚設置可能

■重量 約11.8KG



要換気：側面の換気孔を塞がないようにご使用ください

※キャビネット入り口（上下左右4辺）には、それぞれ3～4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。（推奨：有効内寸マイナス100mm程度）



株式会社MTセキュリティジャパン

<https://www.mtsj.co.jp>

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491

病院向け 樹脂製耐酸キャビネット & 薬品保管庫

NEW

TS-W385 シリーズ

- MT-TPLA 耐酸キャビネット W385×D500
- カラー：白
- 材質：耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)
- 耐熱温度：-30℃~60℃
- 錠前：シリンダー錠 (キー2本付)
- 付属品：棚板1枚

耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製。
丸洗いが出来ますので、清潔にご使用いただけます。
非常に頑丈な一体成型のため、
キャビネット上部はワークスペースとしても
使用可能です。



薬品を安全に
保管・管理



▲シリンダー錠



TS-W385L

- 有効内寸 約 W375×D465×H890
- 棚板 3枚設置可能
- 重量 約11.8KG



TS-W385M

- 有効内寸 約 W375×D465×H590
- 棚板 3枚設置可能
- 重量 約7.8KG



TS-W385S

- 有効内寸 約 W375×D465×H440
- 棚板 1枚設置可能
- 重量 約6.5KG



▼実験台の上などに置く簡易の保管庫として、
薬品を手軽に収納・整理できます。



▲棚板 1枚付属 ※複数ご入用の場合は、オプションとなります。



要換気：側面の換気孔を塞がないようにご使用ください

※キャビネット入り口（上下左右4辺）には、それぞれ3~4cmほどの高さの戸当たりがございます。
中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。（推奨：有効内寸マイナス100mm程度）



株式会社MTセキュリティジャパン

<https://www.mtsj.co.jp>

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491